



# ハイジェニックホルダーシリーズ

## Hygienic Holder Series



### ハイジェニックホルダーシリーズを使用してください。

標準予防策を実践する具体策の1つとして使用します。

- ハイジェニックホルダーシリーズは、防御具（グローブ、エプロン、マスク、キャップ等）を衛生的かつ効率的に使用することができます。

### ハイジェニックホルダーシリーズの特徴

- 取出口を横向きにするにより、ほこり等の侵入を防ぐことができます。
- 患者から見えるところで防御具（グローブ、エプロン、マスク、キャップ等）を着用することができます。

#### グローブホルダー

- 焼付化粧銅板で塗装してあるため錆びにくくなっています。
- 血液・体液・排泄物等が付着しても次亜塩素酸ナトリウム液0.1% (1000ppm) で拭き取ることができます。

#### ハイジェニックハンガー

- マグネット式のハイジェニックハンガーは、院内のスチール什器に直接装着し、使用できます。また、スチール面がない場所ではハイジェニックボードを壁につけることにより使用できます。
- マグネットタイプですので、どんなサイズの物品にも使用が可能です。

#### ハイジェニックボード

- 焼付化粧銅板で塗装してあるため錆びにくくなっています。
- 血液・体液・排泄物等が付着しても次亜塩素酸ナトリウム液0.1% (1000ppm) で拭き取ることができます。

### なぜハイジェニックホルダーシリーズなのか？

手袋等の防御具を横向きに置くことにより、汚染を受けにくく衛生的に管理できます。また、患者の見える位置で汚染されていない新しい手袋等を装着でき、患者の信頼感も得られます。



## 標準予防策

すべての患者の目視できる湿性の血液・体液・排泄物等は病原体が未同定で、感染の可能性があるものとして取り扱います。

こんな場所にハイジエニックホルダーを設置してください。

- 感染源隔離室や予防隔離室 (ICU・NICU等) の入り口・前室・病室内
- 一般病室
- スタッフステーション
- 汚物室
- 診療域の手洗い場付近
- 手術室
- 救急外来
- 一般外来
- 透析室
- 検査室
- 薬剤部
- 厨房
- 剖検室等

## 防御具の取付例

グローブホルダー	ディスポーザブルプラスチック手袋等
ハイジエニックハンガー・ボード	ディスポーザブルサージカルマスク、キャップ、プラスチックエプロン等



● グローブホルダー 1連(左)3連(右)



● ハイジエニックハンガー(手前)・ボード

※ハイジエニックハンガーとボードは別売です。  
※ハイジエニックハンガーは1セット2個入りです。

## ■規格

製品名	グローブホルダー1連	グローブホルダー3連	ハイジエニックハンガー		ハイジエニックボード
材質	鉄(焼付化粧鋼板)	鉄(焼付化粧鋼板)	ABS、磁石		鉄(焼付化粧鋼板)
サイズ	幅295×奥行105×高115	幅295×奥行105×高425	幅120×奥行50×高30		幅200×高450
カートンサイズ	560×290×230	560×440×300	インナーボックス 400×120×140	外箱ボード 620×160×420	470×230×70
入数	10個	5個	10セット	10セット/箱×5箱	10枚

(色はすべて白色です)

※本製品はICHG 研究会の協力により作製致しました。

発売元

株式会社長谷川綿行

〒481-0013

愛知県西春日井郡師勝町大字二子字四反地977-2

TEL.0568-26-6621 FAX.0568-26-7731

URL <http://www.hasemen.co.jp/>

代理店



株式会社メディカル・マネジメント・サポート

愛知県豊橋市柱七番町101 〒441-8057

TEL.0532-48-9370 FAX.0532-48-6362

E-mail: [info@m-m-s.co.jp](mailto:info@m-m-s.co.jp)

URL: <http://www.m-m-s.co.jp>